

Wärmeschränke Typ TSF/TSF Pro

- Mit forcierter Umluft
- Temperaturbereich: + 10 °C bis 300 °C
- inkl. digitalem Temperaturregler
- Sicherheitsklasse 3.1
- Gitterrost aus Edelstahl
- Kalibrierzertifikat (150 °C)
- 230 VAC

Steuerung:

Basic:

- Grosses, Hintergrund beleuchtetes LCD-Display
- Einfach, verständliche Symbole
- Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit (low/medium/fast)
- Visueller und akustischer Alarm
- Timergesteuerter oder Endlosbetrieb
- Startverzögerung / verzögerter Programmstart (bei Pro)
- Einstellbare Temperaturlimite zum Probenschutz

Pro (wie oben, aber zusätzlich):

- Programmierbar, (7 Programme, 10 Schritte pro Programm)
- Wiederholbare Arbeitsschritte

Typ	Innendimensionen	Aussenmasse	Volumen (l)	Menge pro VE	Bestell Nr.
TSF 50 Basic	400 x 415 x 310 mm	665 x 635 x 570 mm	50	1	30GI.602010
TSF 50 Pro	400 x 415 x 310 mm	665 x 635 x 570 mm	50	1	30GI.602011
TSF 120 Basic	520 x 530 x 435 mm	785 x 750 x 690 mm	120	1	30GI.602020
TSF 120 Pro	520 x 530 x 435 mm	785 x 750 x 690 mm	120	1	30GI.602021
TSF 200 Basic	645 x 650 x 495 mm	920 x 870 x 755 mm	200	1	30GI.602030
TSF 200 Pro	645 x 650 x 495 mm	920 x 870 x 755 mm	200	1	30GI.602031
TSF 400 Basic	1000 x 800 x 500 mm	1260 x 1060 x 750 mm	400	1	30GI.602040
TSF 400 Pro	1000 x 800 x 500 mm	1260 x 1060 x 750 mm	400	1	30GI.602041

Zubehör:

Alternativen:

Wärmeschränke Typ TSN/TSN Pro / Gerber Instruments AG