

# Extraktionsrohr nach Mojonnier

aus Borosilikatglas

Norm	Typ	Stopfentyp	Menge pro VE	Bestell Nr.
	Typ Gerber, Kugelform: rund, mit Ausguss	Korkstopfen (04.30000-1)	1	04.3000
	Typ Gerber, Kugelform: rund, ohne Ausguss	Glasstopfen NS 19 (9.230007)	1	04.3001
	Typ NEST, Kugelform: flach, mit Ausguss	Korkstopfen (04.30001-1)	1	04.3002
DIN 10280	Kugelform: rund, mit Ausguss	Korkstopfen (04.30001-1)	1	04.30021
ISO 3889, Form A	Kugelform: flach, ohne Ausguss	Korkstopfen (04.30001-1)	1	04.30022
ISO 3889, Form B	Kugelform: rund, ohne Ausguss	Korkstopfen (04.30001-1)	1	04.30023
ISO 3889, Form C	Kugelform: rund, ohne Ausguss	Korkstopfen (04.30001-1)	1	04.30024

Zubehör:  
Korkstopfen für Mojonnierröhren / Gerber Instruments AG  
Stativ für Mojonnierröhren / Gerber Instruments AG