

Aräometer für Kondensmilch ohne Thermometer

-T = 20 °C
-Mit Schrot gewichtet

Masse	Messbereich	Teilung	Menge pro VE	Bestell Nr.
Ø 22 x 240 mm	1040 - 1080 kg/m ³	1.0 kg/m ³	1	05.1030
Ø 22 x 310 mm	1000 - 1240 kg/m ³	2.0 kg/m ³	1	05.1031

Zubehör:
Hängezylinder mit Stativ (Kardangehänge) / Gerber Instruments AG