

# Laktodensimeter Quevenne ohne Thermometer

- Messbereich: 1015-1040 Quevenne
- Mit Schrot gewichtet
- Teilung: 1 Quevenne
- Masse ca.: 22 x 220 mm
- Farbige Skala
- Ablesung oben

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
T = 20 ° C	1	05.1025
T = 15 ° C	1	05.1026

Zubehör:  
Hängezylinder mit Stativ (Kardangehänge) / Gerber Instruments AG

Alternativen:  
Thermolaktodensimeter Quevenne mit Thermometer / Gerber Instruments AG