

Butyrometerstative

Aus wärme- und chemikalienbeständigem Material

| Typ | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Material | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|----------------------------|----------|-----------|---------|--------------|--------------|-------------|
| 2 Handgriffe, 2 x 6 Plätze | 220 | 80 | 150 | Polypropylen | 1 | 03.1500 |
| 1 Handgriff, 6 x 6 Plätze | 265 | 265 | 150 | Aluminium | 1 | 03.1550 |
| 3 x 12 Plätze | 410 | 105 | 155 | Aluminium | 1 | 03.1560 |

Zubehör:
Schüttelbrücken PVC für Butyrometerstative / Gerber Instruments AG

Alternativen:
Bürste Goupiflex / Gerber Instruments AG
Ultraschallbäder DU-Serie