

# Schnellbetriebsmethode Schilling

Für die Säuregradbestimmung durch Titration nach Peter.

Direkte Ablesung in °SH bei der Verwendung von 10 ml Milch, automatischer 0-Punkt, Schellbachstreifen

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
0 bis 5 ml: 0.05 (0 bis 50 °SH) , Kunststoffflasche 500 ml mit Fuss	1	20.0804
0 bis 10 ml: 0.05 (0 bis 100 °SH), Kunststoffflasche 500 ml mit Fuss	1	20.0805
0 bis 15 ml: 0.01, Kunststoffflasche 500 ml mit Fuss	1	20.0807
0 bis 50 ml: 0.01, Kunststoffflasche 1000 ml mit Fuss	1	20.0810
0 bis 100 ml: 0.01, Kunststoffflasche 1000 ml mit Fuss	1	20.0811

Zubehör:

Ersatzbüretten / Gerber Instruments AG

Milchpipette Peter / Gerber Instruments AG

Messpipette graduiert zur Säuregradbestimmung / Gerber Instruments AG

Probegläser / Gerber Instruments AG

Reagenzglasgestell aus rostfreiem Stahl / Gerber Instruments AG