

# Filter zu Schmutzanalyse von Milch

Typ

Menge  
pro VE

Bestell Nr.

Filterkarten 80 x 45 mm, Wattefilter Ø 30 mm, in Karton gepresst, mit Beschriftungsfeld, 500 Stk.  
Ø 32 mm, Flächenbezogene Masse 130 g/m<sup>2</sup>, Dicke 0.68 mm, 1000 Stk.  
Ø 32 mm, Flächenbezogene Masse 130 g/m<sup>2</sup>, Dicke 1.2 mm, 1000 Stk.

500  
1000  
1000

06.8050  
06.8052  
06.8052S