

Stampfvolumeter Gerber

Zur Bestimmung des spezifischen Gewichts einer gestampften Probe.
Automatisierter Apparat mit 100 Hüben in ca. 30 s.

- Im Lieferumfang enthalten:
- 09.0220-o.Z. Stampfvolumeter
 - 09.20001 Messzylinder, 500 ml, aus rostfreiem Stahl
 - länderspezifisches Netzkabel

Spannung	Menge pro VE	Bestell Nr.
Komplett 230 VAC/ 50 Hz	1	09.0220
Komplett 115 VAC/ 60 Hz	1	09.0221