

Säuregrad-Schnellbetriebsbürrette Dornic

Bürrette mit direkter Teilung in °D, bezogen auf 10 ml Milch. Schellbachstreifen,

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
Bürette 0 - 40° D, Kunststoffflasche 500 ml mit Fuss	1	07.0150
Bürette 0 - 100° D, Kunststoffflasche 500 ml mit Fuss	1	07.0151

Zubehör:
Ersatzbüretten Dornic / Gerber Instruments AG