

# Rahm- und Milchspritzen Gerber

Auswechselbarer Glaszylinder, sterilisierbar, Luer Lock-Ansatz und Ansaugkanüle  
(03.13000) Spritze aus rostfreiem Stahl, Ringfingerstutzen

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
Rahmspritze, 5 ml	1	03.1350
Rahmspritze, 10 ml	1	03.1351
Milchspritze, 11 ml	1	03.1352
Milchspritze, 10.75 ml	1	03.1353
Milchspritze, 10.73 ml	1	03.1354
Milchspritze Gerber, 10.77 ml	1	03.1355
Kanüle mit Luer Lock, gebogen	1	03.13000

## Zubehör:

Ersatzgläser zu Spritzen / Gerber Instruments AG

Kanülen mit Luer Lock / Gerber Instruments AG