

# Schmutzprüfer Gerber

Aufklappbare Aluminiumflasche 500 ml, mit Abflussschlauch und Zwinge zum Befestigen an der Tischkante, Schmutzfeld Ø 18 mm, Filterplättchen und Wattefilter

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
Schmutzprüfer Gerber	1	06.8010
Druckluftgebläse für Schmutzprüfer	1	06.8030

Zubehör:  
Filter zu Schmutzanalyse von Milch / Gerber Instruments AG  
Schmutzprobe-Vergleichstafel / Gerber Instruments AG

Alternativen:  
Schmutzprobe-Pumpe / Gerber Instruments AG