

Konsistometer Bostwick

Zur Messung der Konsistenz, Viskosität und Fließgeschwindigkeit von flüssigviskosen Substanzen durch Messung der Distanz, welche die Probe unter ihrem eigenen Gewicht in einer gegebenen Zeit durchfließt.

Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie

Probemenge: 75 ml

Abmessungen: 35 x 9 x 12 cm

Material: rostfreier Stahl

Graduierung in 0.5 cm

Menge pro VE	Bestell Nr.
1	08.3012