

# Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura<sup>®</sup> manual 855, variabel

- 8- und 12-Kanal Modelle bis zu 350 µl
- Geringes Gewicht, perfekte Ergonomie
- Sanfte Betätigung aller Funktionen
- Großes Volumen-Anzeigefenster
- 360° drehbares Gehäuse
- Einstellbarer Spitzenabwurf, patentiert
- Integriertes InLab Kalibrationssystem, patentiert
- Vollmontiert bei 121 °C autoklavierbar
- 3 Jahre Garantie

Volumen	Min. Volumen µl	Max. Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit ± R%	Anzahl Kanäle	Autoklavierbar	Für Tipps	Garantie
0,5 ... 10 µl	0,5	10,0	0,010	1,5	8	Ja	10 µl	3 Jahre
2 ... 20 µl	2,0	20,0	0,010	1,2	8	Ja	20 µl	3 Jahre
5 ... 50 µl	5,0	50,0	0,100	0,8	8	Ja	200 µl	3 Jahre
10 ... 100 µl	10,0	100,0	0,100	0,8	8	Ja	200 µl	3 Jahre
20 ... 200 µl	20,0	200,0	0,200	0,7	8	Ja	200 µl	3 Jahre
40 ... 350 µl	40,0	350,0	0,400	0,8	8	Ja	350 µl	3 Jahre
0,5 ... 10 µl	0,5	10,0	0,010	1,5	12	Ja	10 µl	3 Jahre
5 ... 50 µl	5,0	50,0	0,100	0,8	12	Ja	200 µl	3 Jahre
20 ... 200 µl	20,0	200,0	0,200	0,7	12	Ja	200 µl	3 Jahre
40 ... 350 µl	40,0	350,0	0,400	0,8	12	Ja	350 µl	3 Jahre

Zubehör:  
Pipettenständer für Einkanal- und Mehrkanal Mikroliterpipetten, für Calibra<sup>®</sup> und Acura<sup>®</sup> Modelle / SOCOREX