

Laktodensimeter Gerber ohne Thermometer

- Messbereich: 1020-1040 kg/m³
- Mit Schrot gewichtet
- Teilung 0.5 kg/m³
- Masse ca.: 29 x 240 mm
- Mit Negativskala
- Mit Dichteskala auf schwarzem Grund
- Ablesung oben

| Typ | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|----------|-----------------|-------------|
| T = 15°C | 1 | 05.1007 |
| T = 20°C | 1 | 05.1008 |

Zubehör:
Hängezylinder mit Stativ (Kardangehänge) / Gerber Instruments AG