

# Zentrifuge Gerber Universal

Mehrzweckzentrifuge für das milchwirtschaftliche Labor.

3 vorprogrammierte Drehzahlen für:

-Gerber Butyromter (350 x g)

-Laktoseindex in Milchpulver (164 x g)

-Extraktionsverfahren Roese-Gottlieb/Mojonnier (80 x g)

-1 variable Drehzahl 200-1300 U/min, auf Kundenwunsch

Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige für Drehzahl, Laufzeit, Temperatur und Fehler. Automatische Bremse, Deckelverriegelung und Unwuchtabstaltung.

Temperatur thermostatisierbar. Stahlgehäuse (B x T x H): 640 x 450 x 640 mm.

Aufsatz	Heizung	Spannung	Menge pro VE	Bestell Nr.
Mit Universal-Rotor, 12 Plätze, ohne Einsätze		230 V	1	03.3110-12
Mit Spezial-Rotor, mit 36 Hülsen		230 V	1	03.3110-36
Mit Universal-Rotor, 12 Plätze, ohne Einsätze		115 V	1	03.3111-12
Mit Spezial-Rotor, mit 36 Hülsen		115 V	1	03.3111-36
Mit Universal-Rotor, 12 Plätze, ohne Einsätze	x	230 V	1	03.3112-12
Mit Spezial-Rotor, mit 36 Hülsen	x	230 V	1	03.3112-36
Mit Universal-Rotor, 12 Plätze, ohne Einsätze	x	115 V	1	03.3113-12
Mit Spezialrotor, mit 36 Hülsen	x	115 V	1	03.3113-36

Zubehör:

Rotoren zu Zentrifuge Gerber Universal / Gerber Instruments AG

Einsätze (passend zum Universalrotor für Zentrifuge Gerber Universal) / Gerber Instruments AG

Alternativen: