

# Einstellen- und Mehrstellenmagnetrührer LABOMAG

- Tauchbar bis zu 60°C im Wasserbad
- Flache, kratzfreie und wartungsfreie Magnetrührer
- Verschleißfreier, leistungsstarker Induktionsantrieb
- Homogene Durchmischung auch großer Volumina
- "Soft-Start-Funktion" für sanftes, ruckfreies Rühren
- Automatische Speicherung der letzten Einstellung
- USB Schnittstelle serienmäßig integriert
- Inkl. separatem Steuerteil
- Edelstahlgehäuse, poliert
- Vollständig vergossener Innenraum

Material Rührstelle:	Edelstahl
Material Gehäuse:	Edelstahl
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 ... 90 °C
Steckertyp:	EU
Stromversorgung:	100 ... 230 V · AC, 50/60 Hz
Schutzart (IP):	IP 68

Anzahl Rührstellen	Rührmenge pro Position l	Min. Drehzahl 1/min	Max. Drehzahl 1/min	Drehzahl	Rührstellenabstand mm	M U %
3	2	100	1350	100 ... 1.350 1/min	130	-
4	2	100	1350	100 ... 1.350 1/min	130	-
8	2	100	1350	100 ... 1.350 1/min	130	-
9	2	100	1350	100 ... 1.350 1/min	65	-
16	2	100	1350	100 ... 1.350 1/min	65	-