

Säuregrad-Schnellbetriebsbürette

Bürette mit direkter Teilung in °SH, bezogen auf 25 ml Milch, automatischer 0-Punkt, Schellbachstreifen.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
Bürette: 0 - 25 °SH : 1/ 10 °SH, Kunststoffflasche 500 ml Flasche mit Fuss	1	07.0100
Bürette: 0 - 40 °SH : 1/ 5 °SH, Kunststoffflasche 500 ml Flasche mit Fuss	1	07.0110

Zubehör:
Ersatzbüretten / Gerber Instruments AG
Probegläser / Gerber Instruments AG
Messpipette graduiert zur Säuregradbestimmung / Gerber Instruments AG
Reagenzglasgestell aus rostfreiem Stahl / Gerber Instruments AG