

# Aräometer für Amylalkohol

Zur Kontrolle und Einstellung der Milchfettbestimmung nach Gerber.

- Mit Schrot gewichtet
- Messbereich 800 - 840 kg/m<sup>3</sup>
- Teilung: 0.1 kg/m<sup>3</sup>
- Masse ca.: 25 x 260 mm
- T = 20 °C

Menge pro VE	Bestell Nr.
1	05.1165

Zubehör:  
Hängezylinder mit Stativ (Kardangehänge) / Gerber Instruments AG