

Dampfsterilisator LABOKLAV 25

Die üerst kompakt und platzsparend konzipierten Tischautoklaven der Laboklav 25-Serie bieten Ihnen viele Möglichkeiten eines großen Tischgerütes:

- Sterilisation von Flüssigkeiten in offenen und leicht verschlossenen Gefüssen, auch mit Luftrückühsystem
- Instrumentensterilisation, auch mit Vorvakuum sowie Trocknungsvakuum
- Vernichtungssterilisation bei 134 °C
- optionale Abluftfiltration
- Kammervolumen: 25 l
- Betriebsüberdruck: 2,8 bar
- Sterilisiertemperatur: 98 bis 138 °C

Ein einzigartiges Design trifft auf innovative technische Lösungen:

- bei optimaler Platzausnutzung des Kammerinneren - Platz für bis zu fünf 1 l Standardlaborflaschen inklusive Deckel
- Kammerdeckel aus temperaturbestündigem Sicherheitsglas und die Frontabdeckung aus Sicherheitsglas
- LED-Betriebszustandsleuchten
- motorisches, selbstkontrollierendes Verschlussystem
- serienmüssig flexibler Temperaturreferenzfühler PT100
- Thermosperre nach IEC 61010-2-40

Max. Druck:	2,8 bar
Abmessungen innen (ØxH):	265 x 450 mm
Abmessung außen (BxTxH):	435 x 680 x 560 mm
Gewicht:	65 kg
Heizleistung:	2000 W
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz
Schutzart (IP):	IP 24

Typ	Nennvolumen l	Min. Temperatur °C	Max. Temperatur °C	Temperatur	Mit Vakuumeinrichtung	Mit Rückkühlung
LABOKLAV 25 B	25	98	138	98 ... 138 °C	Nein	Nein
LABOKLAV 25 M	25	98	138	98 ... 138 °C	Nein	Ja
LABOKLAV 25 V	25	98	138	98 ... 138 °C	Ja	Nein
LABOKLAV 25 MV	25	98	138	98 ... 138 °C	Ja	Ja

Zubehör:
Zubehör für Dampfsterilisator Laboklav 25 / SHP Steriltechnik AG