

# Auslauf-Viskosimeter komplett

Zur einfachen &Uuml;berpr&uuml;fung der Viskosit&auml;t von Sauermilchprodukten z. B. wie Joghurt, Sauermilch und Sauerrahm, Rahm. Der F&uuml;lltrichter wird randvoll mit Messgut beschickt, die Probe durch das Auslaufrohr abgelassen und die dazu erforderliche Zeit gemessen.

Im Lieferumfang enthalten:

- 08.3001 Auslauviskosimeter mit D&uuml;se &Oslash; 2 und 3 mm
- 08.30003 Stativgarnitur
- Apothekerspatel 130 mm
- Apothekerspatel 200 mm
- Ring zu Auslaufviskosimeter

Menge pro VE	Bestell Nr.
1	08.3000

Zubeh&ouml;r:  
D&uuml;sen zu Viskosimeter / Gerber Instruments AG