

LLG-PCR-Platten, 96-well, PP

LLG-PCR-Platten eignen sich für Standard-PCR-Thermocycler. Die PCR-Platten sind mit einem erhöhten Well-Rand ausgestattet, der eine sichere Versiegelung mit Folie gewährleistet, Verdunstung verhindert und das Kontaminationsrisiko minimiert. Jede Vertiefung ist zur einfachen Probenidentifikation mit einer alphanumerisch Kodierung beschriftet. LLG-PCR-Platten sind autoklavierbar, sowie RNase-, DNase- und Pyrogen-frei.

Anzahl Wells	Nennvolumen ml	Material	Farbe	Bodenform	Mit Deckel	Autoklavierbar	RNase/DNase-frei	Pyrogenfrei	Menge pro VE
96	0,2	PP	transparent	V-Form	Nein	Ja	Ja	Ja	50