

Magnetrührer LABOMAG Be9

Farbe im Laboralltag mit dem flachen Einstellenmagnetrührer Be9 die gleiche Laborroutine. Der verschleißfreie Induktionsantrieb garantiert eine zuverlässige Durchmischung von bis zu 1 l Flüssigkeit.

- einfache, intuitive Bedienung
- erhältlich in 4 Farben: Blau, Grün, Magenta und Gelb
- umlaufende LEDs visualisieren die Drehgeschwindigkeit und die Drehrichtung
- mit Soft-Start-Funktion für ein gleichmäßiges und zentriertes Anlaufen des Magnetrührers
- integrierter Wechsel der Drehrichtung zur noch homogeneren Durchmischung der Flüssigkeit
- hergestellt in Deutschland unter Beachtung deutscher Qualitätsstandards

Drehzahl: 100 ... 1.000 1/min
Ø Arbeitsbereich: 130 mm
Material Rührstelle: Polylactid (PLA)
Material Gehäuse: Polylactid (PLA)
Abmessungen (BxTxH): 130 x 195 x 22 mm
Steckertyp: EU
Stromversorgung: 100 ... 230 V
Schutzart (IP): IP 40

Typ	Anzahl Rührstellen	Max. Rührmenge l	Min. Drehzahl 1/min	Max. Drehzahl 1/min	Farbe Gehäuse	Breite mm	Tiefe mm
LABOMAG Be9	1	1	100	1000	magenta	130	195
LABOMAG Be9	1	1	100	1000	grün	130	195