

Wasserbad der WB-Serie

Das Wasserbad bietet optimalen Bedinkomfort durch spritzwassergeschützte Folientastatur und leuchtstarkem Multi-Display (LED). Moderne Mikroprozessortechnik mit PID- Temperaturregelung sorgt für optimale Temperaturkonstanz im Wasserbad. Der einstellbare Überhitzungsschutz schützt die Proben. Alle Wasserbäder sind mit einem Timer ausgestattet: (99:59 hh:min und unendlich)

Typ WB 22 Pump: zusätzlich mit Umwälzpumpe

Typ	Innendimensionen	Aussenmasse	Menge pro VE	Bestell Nr.
WB 12, 12 l, 900 W, 12 kg	390 x 220 x 150 mm	480 x 375 x 310 mm	1	30GI.701010
WB 22, 22 l, 1100 W, 18 kg	490 x 290 x 150 mm	680 x 395 x 365 mm	1	30GI.701020
WB 22 pump, 22 l, 1100 W, 18 kg	490 x 290 x 150 mm	680 x 395 x 365 mm	1	30GI.701030

Zubehör:
Gestelle zu Wasserbäder WB-Serie / Gerber Instruments AG