

# LABOCAP ohne Griff

-Material: Aluminium, farbig eloxiert.

-Funktion: Caps schliessen steril, jedoch nicht hermetisch ab. Die Federn klemmen an der Gefäßsaussenwand.

-Vorteile: rostfrei, waschbar, wiederverwendbar, hitzebeständig, sterilisierbar, diverse Farben für die Wiedererkennung (grün, gelb, violett und schwarz sind Spezialfarben mit Aufpreis), sehr gut haftend. Luftzirkulation ist gewährleistet.

-Reinigungsempfehlung: Die farbige Eloxalschicht auf den Aluminiumkappen ist nicht beständig gegen alkalische Reinigungsmittel. Für die Reinigung wird ein milder Neutralreiniger (Spülmittel) empfohlen.

Typ	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.
9/10 mm	grün	100	23.21210
9/10 mm	gelb	100	23.21212
9/10 mm	violett	100	23.21213
9/10 mm	schwarz	100	23.21214
14/15 mm	grün	100	23.21215
14/15 mm	gelb	100	23.21216
14/15 mm	violett	100	23.21217
14/15 mm	schwarz	100	23.21218
21/23 mm	grün	100	23.21219
21/23 mm	gelb	100	23.21220
21/23 mm	violett	100	23.21221
21/23 mm	schwarz	100	23.21222
24/26 mm	grün	100	23.21223
24/26 mm	gelb	100	23.21224
24/26 mm	violett	100	23.21225
24/26 mm	schwarz	100	23.21226
28/30 mm	grün	100	23.21227
28/30 mm	gelb	100	23.21228
28/30 mm	violett	100	23.21229
28/30 mm	schwarz	100	23.21230