

# Burriöml;sen mit Griff

Platindraht &Oslash; 0.5 x 60 mm, 10% Iridium, in Halterung aus Aluminium, mit aufsteckbarer Schutzkappe

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
Schleifen-Ø: 1.3 mm, Schleifenvolumen: 0.001 ml	1	06.0000
Schleifen-Ø: 1.5 mm, Schleifenvolumen: 0.001 ml	1	06.0001
Schleifen-Ø: 3.0 mm, Schleifenvolumen: 0.01 ml	1	06.0002
Schleifen-Ø: 2.5 mm, Schleifenvolumen: 0.01 ml	1	06.0003
Ohne Schleife	1	06.0004

Alternativen:

Burriöml;sen ohne Griff / Gerber Instruments AG