

Auslauf-Viskosimeter komplett

Zur einfachen Überprüfung der Viskosität von Sauermilchprodukten z. B. wie Joghurt, Sauermilch und Sauerrahm, Rahm. Der Fülltrichter wird randvoll mit Messgut beschickt, die Probe durch das Auslaufrohr abgelassen und die dazu erforderliche Zeit gemessen.

Im Lieferumfang enthalten:

- 08.3001 Auslauviskosimeter mit Düse Ø 2 und 3 mm
- 08.30003 Stativgarnitur
- Apothekerspatel 130 mm
- Apothekerspatel 200 mm
- Ring zu Auslaufviskosimeter

Menge pro VE	Bestell Nr.
1	08.3000

Zubehör:
Düsen zu Viskosimeter / Gerber Instruments AG