

DC-Fertigplatten Kieselgel 60 RP-8 F₂₅₄ S

254

Anorganische Fluoreszenzindikatoren, blau fluoreszierend, säurestabil.

Material	Breite mm	Länge mm	Abmessungen (BxL)	Filmdicke µm	Menge pro VE	Bestell Nr.
Glas	200	200	200 x 200 mm	250	25	6.257 507

Alternativen:

- DC-Fertigplatten Aluminiumoxid 60 F
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 F₂₅₄ / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten LuxPlate® Kieselgel 60 F₂₅₄ / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60, mit Konzentrierungszone / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselguhr F₂₅₄ / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Cellulose / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Cellulose F / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄ S / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 F₂₅₄, mit Konzentrierungszone / Merck KGaA