

# DC-Fertigplatten Cellulose

DC-Schicht 70 ... 110 &micro;m.

Material	Breite mm	Länge mm	Abmessungen (BxL)	Filmdicke µm	Menge pro VE	Bestell Nr.
Aluminium	200	200	200 x 200 mm	110	25	6.203 439

## Alternativen:

- DC-Fertigplatten Cellulose F / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 RP-18 F<sub>254</sub> S / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Aluminiumoxid 60 F<sub>254</sub>
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60, mit Konzentrierungszone / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 F<sub>254</sub> / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 F<sub>254</sub>, mit Konzentrierungszone / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselgel 60 RP-8 F<sub>254</sub> S / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten Kieselguhr F<sub>254</sub> / Merck KGaA
- DC-Fertigplatten LuxPlate® Kieselgel 60 F<sub>254</sub> / Merck KGaA