

Kapillarsäulen GC BPX608

35% Phenyl Polysilphenylen-Siloxan. Für Umweltanalysen, EPA608, Pestizide und Herbizide. Geeigneter Ersatz für: DB-608, Rtx-35, SPB-608, HP-35, ZB-35.

Filmdicke µm	Ø innen mm	Länge m	Temperatur Max. Isotherme °C	Max. Temperatur °C	Temperaturprogramm	Menge pro VE	Bestell N
0,4	0,32	25	360	370		1	4.682 47