

# Laktodensimeter Gerber ohne Thermometer

- Messbereich: 1020-1040 kg/m<sup>3</sup>
- Mit Schrot gewichtet
- Teilung 0.5 kg/m<sup>3</sup>
- Masse ca.: 29 x 240 mm
- Mit Negativskala
- Mit Dichteskala auf schwarzem Grund
- Ablesung oben

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
T = 15°C	1	05.1007
T = 20°C	1	05.1008

Zubehör:  
Hängezylinder mit Stativ (Kardangehänge) / Gerber Instruments AG