

Laktodensimeter Gerber ohne Thermometer

- Messbereich: 1025-1036 kg/m³
- Mit Schrot gewichtet
- Teilung: 0.5 kg/m³
- Masse ca.: Ø 30 x 300 mm
- Ablesung oben

| Typ | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|-----------|-----------------|-------------|
| T = 20° C | 1 | 05.1517 |
| T = 15° C | 1 | 05.1518 |

Zubehör:
Hängezylinder mit Stativ (Kardangehänge) / Gerber Instruments AG