

Filter zu Schmutzanalyse von Milch

Typ

Menge
pro VE

Bestell Nr.

Filterkarten 80 x 45 mm, Wattefilter Ø 30 mm, in Karton gepresst, mit Beschriftungsfeld, 500 Stk.
Ø 32 mm, Flächenbezogene Masse 130 g/m², Dicke 0.68 mm, 1000 Stk.
Ø 32 mm, Flächenbezogene Masse 130 g/m², Dicke 1.2 mm, 1000 Stk.

500
1000
1000

06.8050
06.8052
06.8052S