

# ERLENMEYERCAP ohne Griff

Kappen für Kulturflaschen ohne Bodenrand und Nehrbodenflaschen mit geradem Hals Ø 38 mm.

Aluminium, farbig eloxiert. Caps schliessen steril, jedoch nicht hermetisch ab. Die Federn klemmen an der Gefäßsaussenwand. Vorteile: rostfrei, waschbar, wiederverwendbar, hitzebeständig, sterilisierbar, diverse Farben für die Weidererkennung (grün, gelb, violett und schwarz sind Spezialfarben mit Aufpreis), sehr gut haftend, Luftzirkulation ist gewährleistet.

Reinigungsempfehlung: Die farbige Eloxalschicht auf den Aluminiumkappen ist nicht beständig gegen alkalische Reinigungsmittel. Für die Reinigung wird ein milder Neutralreiniger (Spülmittel) empfohlen. Packung; 10 Stk.

Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.
grün	10	23.21231
gelb	10	23.21232
violett	10	23.21233
schwarz	10	23.21234