

Doppelmuffe MicroFix Edelstahl mit Ründelschrauben

Die MicroFix Doppelmuffe aus Aluminium ist eine besonders platzsparende und stabile Verbindungslösung zum Einspannen von zwei Stüben bis 13 mm Durchmesser. Ideal für beengte Einbausituationen wie z. B. unter Laborabzügen oder als Ergünzung in bestehenden Gestellen. Die bedienerfreundlichen Ründelschrauben ermöglichen die übliche, zuverlässige Fixierung von Hand oder, bei erhöhtem Sicherheitsbedarf, zusützlich mittels Inbusschlüssel über die im Schraubenkopf vorhandene Innensechskantvertiefung.

- Aus Edelstahl: korrosionsbestündig und stabil
- Rechtwinklige oder T-Verbindung von zwei Stüben bis Ø13 mm
- Minimaler Platzbedarf: Durchmesser 25 mm, Lünge 30 mm
- Alu- Ründelschrauben für werkzeugloses Anziehen von Hand
- Zusatzfunktion: Integrierter Innensechskant in der Ründelschraube, für optionales Anziehen mit Inbusschlüssel (SW 3 mm) bei erhöhtem Sicherheitsbedarf

Typ	Max. Ø Stab mm	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.
MicroFix	13,0	Edelstahl	1	4.714 384

Zubehör:
Inbusschlüssel mit Kugelkopf / Carl Friedrich Usbeck KG