

LLG-Erlenmeyerkolben, Enghals, Boro 3.3

Ideal zum Mischen von Flüssigkeiten. Mit weißlicher Graduierung. Nach DIN ISO 1773.

Nennvolumen ml	Ø Hals mm	Ø Boden mm	Höhe mm	Norm	Farbe	Material	Autoklavierbar	Menge pro VE	Bestell Nr.
50	22	51	90	DIN ISO 1773	klar	Boro 3.3	Ja	10	4.714 735
100	22	64	105	DIN ISO 1773	klar	Boro 3.3	Ja	10	4.714 736
200	34	79	131		klar	Boro 3.3	Ja	10	4.714 737
250	34	85	145	DIN ISO 1773	klar	Boro 3.3	Ja	10	4.714 738
300	34	87	156		klar	Boro 3.3	Ja	10	4.714 739
500	34	105	180	DIN ISO 1773	klar	Boro 3.3	Ja	10	4.714 740
1000	42	131	220	DIN ISO 1773	klar	Boro 3.3	Ja	10	4.714 741
2000	50	166	280	DIN ISO 1773	klar	Boro 3.3	Ja	6	4.714 742