

# Präzisionswaagen Malo BML

Robuste Präzisionswaagen, ideal für Routinearbeiten durch die schnelle Stabilisierung und genauen, wiederholbaren Ergebnisse sowie das sehr große kontrastreiche LCD-Display.

- Modell BML-300D3 mit niedrigem Windschutz für schnelle und problemlose Beladung von oben
- Modell BML-500D3 mit großem Windschutz mit 3 Schiebetüren für einen leichten Zugang
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Zifferhöhe 22 mm
- Einfache Navigation durch direkten Zugriff auf die einzelnen Funktionen
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit separater Tara Print-Taste
- Stabiles Temperaturverhalten
- Sichere Messergebnisse durch externe Kalibrierung
- Betrieb mit Netzteil oder durch integrierten Akku
- RS232 Schnittstelle

Wägefläche (BxT): 188 x 148 mm  
Mit Windschutz: Nein  
Abmessungen (BxTxH): 218 x 292 x 80 mm  
Gewicht: 2,0 kg

Typ	Max. Last g	Ablesbarkeit g	Linearität	Justierautomatik	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art Hilfsenergie	Menge pro VE
BML-3000D2	3000	0,01	±0,02 g	extern	218	292	80	Netzanschluss/Akku	1
BML-5000D2	5000	0,01	±0,02 g	extern	218	292	80	Netzanschluss/Akku	1