

# Insertos de cultivo celular para placas de 6 pocillos

Material de la membrana	Tamaño de poro $\mu\text{m}$	Estéril	Libre de RNAsa/DNAsa	Paquete	Sin pirógenos	Contenido ud. Embalaje	C
PC	0,4	Sí	Sí	24 de 1 pcs	Sí	24	4
PC	0,4	Sí	Sí	4 de 6 pcs	Sí	24	4
PC	8,0	Sí	Sí	24 de 1 pcs	Sí	24	4
PC	8,0	Sí	Sí	4 de 6 pcs	Sí	24	4
PET	0,4	Sí	Sí	24 de 1 pcs	Sí	24	4
PET	0,4	Sí	Sí	4 de 6 pcs	Sí	24	4
PET	1,0	Sí	Sí	24 de 1 pcs	Sí	24	4
PET	1,0	Sí	Sí	4 de 6 pcs	Sí	24	4
PET	3,0	Sí	Sí	24 de 1 pcs	Sí	24	4
PET	3,0	Sí	Sí	4 de 6 pcs	Sí	24	4
PET	8,0	Sí	Sí	24 de 1 pcs	Sí	24	4
PET	8,0	Sí	Sí	4 de 6 pcs	Sí	24	4