

Centrifugas Frontier; 5000 Multi Pro, FC5714

Para los recipientes: 4 x 100 ml
Con refrigeración: No
Dimensiones (An x L x Alt): 362 x 493 x 330 mm
Peso: 30 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo	Máx. RZB x-g	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Velocidad	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Con ter
FC5714	18624	200	14000	200 ... 14.000 1/min	362	493	330	Sí

Zubehör:

Rotor oscilante R-S4X145/4MI para Frontier™ 5000 Multi Pro / Ohaus
Rotor oscilante R-S4x100/5MIS para Frontier™ Multi Pro / Ohaus
Rotores de ángulo fijo para Frontier™ 5000 Multi Pro / Ohaus
[LLG] Rotor oscilante R-S-4X200/5MIS para centrifugas Frontier™ 5000 Multi Pro / Ohaus
Rotor oscilante R-S6xMTP/4MI para Frontier™ 5000 Multi Pro / Ohaus
[LLG] Rotor basculante R-S4X145/4MI Paquete de cultivo celular / Ohaus