

Pipetas graduadas, AR-Glass[®], clase AS, graduación ámbar, tipo 3

BLAUBRAND[®]: ETERNA, marca DE-M, AR-glass[®]: DIN

EN ISO 835. Tipo 3 (Cero en la parte superior), entrega total. Calibradas para entrega (TD, Ex). Tiempo de espera 5 segundos. Marca de anillo e inscripción en tinte ámbar ETERNA.

Todas las pipetas graduadas BLAUBRAND[®] se suministran con un número de lote y un certificado de lote adjunto en el embalaje original. A petición, también están disponibles con un certificado individual, un certificado individual USP o un certificado de calibración DAKKS (antiguo DKD).

Clase de precisión:

AS
DIN EN ISO 835

Estándar:

Capacidad nominal ml	División ml	Tolerancia ± ml	Material	Graduación de colores	Tipo de pipeta de medición	Con extremo tapón de algodón
0,5	0,01	0,006	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	No
1,0	0,01	0,007	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	No
1,0	0,01	0,007	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	Sí
2,0	0,02	0,010	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	No
2,0	0,02	0,010	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	Sí
5,0	0,05	0,030	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	Sí
5,0	0,1	0,030	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	Sí
10,0	0,1	0,05	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	Sí
20,0	0,1	0,10	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	Sí
25,0	0,1	0,10	Vidrio sodocálcico	marrón	Tipo 3	Sí

Alternativen:

Pipetas graduadas, AR-GLAS[®], Clase AS, graduación ámbar, incl. certificado de calibración DAKKS / BRAND

Pipetas graduadas, clase B, AR-Glass[®], graduación en ámbar, tipo 3 / BRAND

Pipetas graduadas, AR-GLAS[®], Clase AS, graduación ámbar, incl. certificado individual / BRAND

Pipetas graduadas, clase B, AR-Glass[®], graduación en ámbar, tipo 3 / BRAND