

Gradilla para cubetas LLG, PP

Ideal para almacenar hasta 16 cubetas de 10 mm de ancho. La disposición en dos niveles de las filas de cubetas garantiza la claridad.

- Posiciones numeradas
- Autoclavable a 121 °C

Material:		PP						
Número de posiciones	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Dimensiones (An x L x Alt)	Autoclavable	Contenido ud.	Embalaje	Cód
16	210	70	35	210 x 70 x 35 mm	Sí	1		4.68