

# Pipetas graduadas AR-GLAS<sup>&reg;</sup>, clase A, tipo graduado para contener, graduacion

Todas las pipetas Blaubrand<sup>&reg;</sup> se suministran con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje. A petición, también están disponibles con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAKKS. Los certificados por lotes e individuales también pueden descargarse en la página web del fabricante.

- BLAUBRAND<sup>&reg;</sup>
- DIN 12689
- Marcado DE-M
- Graduaciones e inscripciones en esmalte azul de alto contraste
- Calibradas para contener (TC, IN)

Graduación de colores:

Con extremo de tapón de algodón:

azul  
No

Capacidad nominal ml	División ml	Tolerancia ± ml	Longitud mm	Material	Contenido ud. Embalaje	Código
0,1	0,001	0,001	360	Vidrio sodocálcico	1	6.281 967