

Probetas de mezcla, vidrio de borosilicato 3.3, tapadas, clase B, graduación en color;

Forma alta. SILBERBRAND ETERNA. Clase B. DIN EN ISO 4788.

Con tapones de PP y pie hexagonal. Graduación y rútulos en color &aaacute;mbar Eterna. Calibradas para contener "ln". La altura dada es la altura total sin el tapún.

Tipo de cierre:

Tapún

Capacidad nominal ml	División ml	Altura mm	Tamaño del esmerilado	Forma	Clase de precisión	Graduación de colores	Material del cierre
50	1,0	220	NS19/26	alto	B	marrún	PP
1000	10,0		NS45/40	alto	B	marrún	PP

Alternativen:

Probetas de mezcla, vidrio de borosilicato 3.3, forma alta, clase A, graduación en azul / BRAND

Probetas de mezcla, vidrio de borosilicato 3.3, tapadas, clase B, graduación en ámbar / BRAND