

# Aros soporte

18/10 inoxidable o galvanizado. Con o sin nuez.

Ø int. mm	Material	Tipo de recubrimiento	Con nuez	Contenido ud. Embalaje	Código
70	Acero inoxidable 1.4301		No	1	9.225 027
100	Acero inoxidable 1.4301		No	1	9.225 030
130	Acero inoxidable 1.4301		No	1	9.225 033
140	Acero inoxidable 1.4301		No	1	9.225 036
50	Acero	Cincado	No	1	6.239 803
70	Acero	Cincado	No	1	6.239 507
100	Acero	Cincado	No	1	6.239 804
130	Acero	Cincado	No	1	6.239 822
160	Acero	Cincado	No	1	6.239 805
50	Acero	Cincado	Sí	1	4.659 172
70	Acero	Cincado	Sí	1	9.225 081
100	Acero	Cincado	Sí	1	6.238 844
130	Acero	Cincado	Sí	1	7.651 881

Alternativen:

Aros de soporte / Carl Friedrich Usbeck KG

Placas soporte / Carl Friedrich Usbeck KG

Placas soporte acero 18/10 / BOCHEM Instrumente