

Bolsas para batidora sin filtro BagSystem®; BagLight®; PolySilk®;

Bolsa mezcladora sin filtro para todas las aplicaciones de laboratorio en la preparaci&ocute;n de muestras.

- No hay contacto entre la muestra y el mezclador durante la homogeneizaci&ocute;n
- Polysilk®: Complejo de poliolefinas
- Flexible y transparente
- Compatible con todos los homogeneizadores
- Estéril y aprobado para el contacto con alimentos

Tipo	Capacidad nominal ml	Ancho mm	Altura mm	Dimensiones (An x Alt)
BagLight®; PolySilk® 100	100	110	200	110 x 200 mm
BagLight®; PolySilk® 400	400	175	300	175 x 300 mm
BagLight®; PolySilk® 400	400	175	300	175 x 300 mm
BagLight®; PolySilk® 2000	2000	250	380	250 x 380 mm
BagLight®; PolySilk® 3500	3750	380	560	380 x 560 mm