

Guantes para sala limpia, BioClean ADVANCE™, Latex, estéril

- Bajo recuento de partículas
- Sin polvo
- AQL 0.65
- Texturizados
- Específicos para cada mano
- Fácil colocación doble
- Resistentes a productos químicos
- Compatibilidad ISO Clase 4
- Color: natural
- Caja de cartón con 20 bolsas de 10 pares

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Aptos para la manipulación de alimentos.

Embalaje: 1 par por bolsa de plástico, 1 bolsa de plástico por bolsa de EasyTear™ sin partículas, 10 pares por bolsa exterior sellada, 20 bolsas exteriores por bolsa de cartón interior.

Sin polvo: Sí
AQL: 0,65

Talla del guante	Longitud mm	Color	Estéril	Material	Apto para sala limpia	Apto para alimentos	Ambidiestro	Contenido ud. Embalaje
6	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200
6,5	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200
7	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200
7,5	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200
8	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200
8,5	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200
9	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200
10	295	natural	Sí	Látex	Sí	Sí	No	200