

Gradillas para tubos de ensayo LLG, alambre/nylon

Hechas de alambre con revestimiento de nylon blanco. Adecuadas para el almacenamiento y transporte seguro de tubos de ensayo y tubos de centrifuga. El segundo nivel proporciona una sujeción óptima. Tamaño de la abertura 18 x 18 mm (4.711 546 = 30 x 30 mm).

Color:

blanco

Material:

Alambre

Número de posiciones	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Dimensiones (An x L x Alt)	Contenido ud. Embalaje	Código
12	54	130,0	70	54 x 130 x 70 mm	1	4.711 542
48	94	248,0	70	94 x 248 x 70 mm	1	4.711 544
100	208	215,0	70	208 x 215 x 70 mm	1	4.711 549
12	85	235,0	80	85 x 235 x 80 mm	1	4.711 546

Alternativen:

LLG-Rejilla para tubos de ensayo, alambre con recubrimiento de polvo epoxi / LLG Labware
Gradillas para tubos de ensayo, alambre/nylon / Württ. Drahtwarenfabrik