

# Electrodo de pH InLab<sup>®</sup> Expert DIN

- Con sonda de temperatura integrada y cable fijo
- Conector: DIN 19262 / 4 mm

Sensor de temperatura:	Pt 1000
Electrolito:	Polímero XEROLYT <sup>®</sup>
Diafragma:	Hueco
Ø eje:	12 mm
Longitud del eje:	120 mm
Longitud del cable:	1,2 m

Tipo	Valor de pH máx.	Rango de pH	Temperatura máx. °C	Temperatura	Contenido ud. Embalaje
InLab <sup>®</sup> Expert DIN	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	1

- Zubehör:
- Soluciones tampón / Mettler-Toledo Online
  - Soluciones tampón de pH / Mettler-Toledo Online
  - Solución de regeneración para electrodos de pH / Mettler-Toledo Online
  - Solución de almacenamiento InLab<sup>®</sup> / Mettler-Toledo Online
  - Solución de limpieza para electrodos / Mettler-Toledo Online

- Alternativen:
- Electrodo de pH InLab<sup>®</sup> Expert / Mettler-Toledo Online
  - Electrodo de pH InLab<sup>®</sup> Expert Pro / Mettler-Toledo Online
  - Electrodo de pH InLab<sup>®</sup> Expert Go / Mettler-Toledo Online