

# [LLG] Puntas de filtro aereject&reg; EcoTips, HDPE

Puntas de pipeta aereject&reg; eco con filtros especiales, para evitar eficazmente que el eje de la pipeta se contamine con aerosoles y l&iacute;quidos que se aspiren en la pipeta.

&nbsp;

- Esterilizados.
- Libres de RNasa, DNasa, pir&ocute;genos y ATP.
- Libres de ADN humano e inhibidores de PCR.
- Retenci&ocute;n minimizada gracias al tratamiento especial de la superficie.
- Ajuste perfecto y herm&eacute;tico en todas las principales marcas de pipetas.
- aereject&reg; eco 4.711 628 y 4.711 631 con longitud ampliada para trabajar con recipientes estrechos y reducir el riesgo de contaminaci&ocute;n cruzada.
- Envasado en caja de cart&ocute;n sostenible.

&nbsp;

Est&eacute;ril: S&iacute;  
Con filtro: S&iacute;

Capacidad	Capacidad m&iacute;n. μl	Capacidad m&iacute;x. μl	Paquete	Material	Autoclavable	Libre de RNasa/DNasa	Sin pi
0,1 ... 10 &micro;l	0,1	10,0	10 x gradilla de 96	HDPE	No	S&iacute;	S&iacute;
1 ... 20 &micro;l	1,0	20,0	10 x gradilla de 96	HDPE	No	S&iacute;	S&iacute;
1 ... 100 &micro;l	1,0	100,0	10 x gradilla de 96	HDPE	No	S&iacute;	S&iacute;
1 ... 200 &micro;l	1,0	200,0	10 x gradilla de 96	HDPE	No	S&iacute;	S&iacute;
1.000 ... 100 &micro;l	1000,0	100,0	8 x gradilla de 96	HDPE	No	S&iacute;	S&iacute;