

# LLG-Frascos trapezoidales volumétricos, vidrio de borosilicato 3.3, clase A

Forma trapezoidal. Conformidad certificada con ID de lote.

- DIN EN ISO 1042
- Con junta esmerilada estándar y tapón de PE
- Marca de anillo azul e inscripción

Capacidad nominal ml	Tolerancia ml	Tamaño del esmerilado	Clase de precisión	Estándar	Material	Material del cierre	Tipo
1	$\pm 0.025$	NS7/16	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PE	Ta
2	$\pm 0.025$	NS7/16	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PE	Ta
3	$\pm 0.025$	NS7/16	A		Boro 3.3	PE	Ta
4	$\pm 0.025$	NS7/16	A		Boro 3.3	PE	Ta
10	$\pm 0.040$	NS10/19	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PE	Ta
20	$\pm 0.040$	NS10/19	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PE	Ta
25	$\pm 0.040$	NS10/19	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PE	Ta