

# Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduación ámbar, con tapón

Todos los matraces aforados Blaubrand<sup>®</sup> se entregan con número de lote y un certificado de lote incluido por envase. También están disponibles con certificados individuales o certificado de calibración DAkkS bajo pedido.

- BLAUBRAND<sup>®</sup>; ETERNA
- DIN EN ISO 1042
- Marcado DE-M
- Graduación e inscripciones en color ámbar Eterna
- Calibrado para contener (IN)

Capacidad nominal ml	Tolerancia ml	Tamaño del esmerilado	Clase de precisión	Estándar	Material	Material del cierre	Tipo
250	±0.15	NS14/23	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PP	Tapón
1000	±0.4	NS24/29	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PP	Tapón
2000	±0.6	NS29/32	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	PP	Tapón

Alternativas:

Matraces aforados, vidrio de borosilicato 3.3, clase A, graduación azul / BRAND

Matraces aforados, boro 3.3, clase B, graduación en blanco / BRAND

Matraces aforados para pruebas de azúcar, vidrio de borosilicato 3.3, clase B, graduación blanca / BRAND

Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduación ámbar, con tapón de PP, con certificado de calibración DAkkS / BRAND

Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduación ámbar, con tapones de PP, incl. certificado individual ISO / BRAND